


HobbyFarm

*Via Milano 139-13900 Biella
(Italy)*



info@hobbyfarm.it

APIGUARD

Principio attivo: timolo

Ammesso in apicoltura biologica

Non necessita di blocco di covata

Il prodotto è contenuta all'interno di una vaschetta di alluminio che va aperta e posizionata sui telai, al centro dell'arnia, girando il coprifavo al contrario. Dopo 14 giorni la vaschetta va sostituita con una nuova che va lasciata nell'arnia per altrettanti giorni. Per il trattamento completo di un arnia sono necessarie due vaschette.

Per il trattamento di un nucleo bisogna applicare mezza vaschetta per volta (trasferendo il contenuto in un altro contenitore)

Per una buona efficacia del trattamento le temperature massime diurne devono essere comprese tra i 15 ed i 40°C.