

# HobbyFarm

Via Milano 139-13900 Biella  
(Italy)



[info@hobbyfarm.it](mailto:info@hobbyfarm.it)

## APISTAN

Principio attivo: Fluvalinate

Non ammesso in apicoltura biologica

Non necessita di blocco di covata

Proteggere pelle ed occhi con dispositivi di sicurezza

La busta contiene 10 strisce adatte al trattamento di 5 arnie (2 strisce per arnia). Le strisce si presentano in un unico blocco e per separarle serve tirare lungo la linea tratteggiata.

La somministrazione consiste nell'inserire due strisce verticalmente rispetto ai telaini a cui rimangono aggrappate attraverso una linguetta; le strisce vanno disposte ai due angoli estremi dell'arnia, saltando circa 2/3 telaini per parte. Il prodotto va lasciato agire per 6/8 settimane massimo e poi rimosse e va utilizzato in periodi in cui le temperature massime diurne non siano superiori ai 15°C

Per il trattamento dei nuclei sarà sufficiente una sola striscia di prodotto posizionata al centro dell'alveare per 6/8 settimane.

Si consiglia di utilizzare questo prodotto combinato insieme a trattamenti a base di timolo (api life var) e di alternarlo annualmente con altri principi attivi (per evitare il sempre più comune fenomeno di resistenza della varroa)